

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DO BADANIA MOCZU

VACUETTE®

1



Napełnij pojemnik próbką moczu i zakręć go szczelnie zakrętką.

2

Usuń ochronną naklejkę z wieczka pojemnika i włóż probówkę - żółtym korkiem do otworu. Przytrzymaj dotąd, aż mocz przestanie wpływać do próbki.



3



Kiedy probówka napełni się moczem, wysuń ją z otworu. Naklej z powrotem naklejkę ochronną na wieczko pojemnika (zapobiegnie to niepożądanemu zakłuciu).

4

Kilkukrotnie, delikatnie wymieszaj mocz w próbce.

Zużyty pojemnik wyrzucić do śmieci.

Probówkę z moczem **jak najszybciej dostarcz do Domu Medycznego.**

