



## Kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (Sanepid)

**W celu pobrania materiału należy odebrać z przychodni (gabinet zabiegowy) 3 wymazówki.**

Materiał powinien być pobrany 3 - krotnie w następujących po sobie dniach, przy czym ostatni dzień pobrania materiału to dzień oddania go do punktu pobrań np. pobieramy materiał w sobotę, niedzielę oraz w poniedziałek i w poniedziałek przynosimy materiał do punktu pobrań (wszystkie 3 próbki). Oddanie materiału do punktu pobrań w kolejnym dniu będzie skutkowało odrzuceniem materiału, a co za tym idzie należy pobrać na nowo wszystkie 3 próbki ( Sanepid przyjmuje tylko komplet próbek).

Materiał przyjmowany jest od poniedziałku do środy w godzinach pracy punktów pobrań.

### **Sposób pobrania:**

Kał oddać na kawałek papieru, po czym za pomocą wymazówki przenieść widoczną próbkę kału do podłoża transportowego.

Każda wymazówka powinna być opisana datą i godziną pobrania.

Materiał (wymazówki) powinien być przechowywany do czasu oddania go do punktu pobrań w temp lodówki 2-8 st C.

### **Uwaga!**

W dniach poprzedzających pobranie materiału oraz w dniu jego pobrania nie należy stosować:

- Suplementów diety
- Środków przeczyszczających

Nie należy wykonywać badania od razu po przebytej antybiotykoterapii oraz w czasie jej trwania.